


## KWC

Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody z sufitu lub z boku

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0003

Oczomyjki i natryski ratunkowe | Natryski do ciała



### KWC-No.

**2030019025**

Natrysk ratunkowy do ciała uruchamiany ciąglem, do montażu natynkowego w pobliżu drzwi. Doprowadzenie wody z sufitu z uruchomieniem przy pomocy zakończonych uchwytem ciąglem po prawej stronie lub doprowadzenie wody z obu stron z uruchomieniem po lewej lub prawej stronie drzwi. Zawór z uchwytem ściennym i wylewką umiejscowioną środkowo nad drzwiami. Natrysk posiada zabezpieczenie przed samoczynnym

wyłączeniem wody. Wyłączenie dopływu wody przez przesunięcie ciąglem do góry. Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032), spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram "natrysk ratunkowy" na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1). Natężenie przepływu wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bara, ok. 110 l/min przy ciśnieniu roboczym 3 bara, podłączenie wody G 3/4.

### Dane techniczne

Kolor	Zielony
Długość wylewki	588 mm
Rodzaj połączenia	Połączenie rurowe
Rodzaj armatury	TO-DOORS
Natężenie przepływu przy ciśnieniu 1 bar	1.08 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	1.83 l/s

Kolor	Zielony
Długość wylewki	588 mm
Rodzaj połączenia	Połączenie rurowe
Rodzaj armatury	TO-DOORS
Natężenie przepływu przy ciśnieniu 1 bar	1.08 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	1.83 l/s

### Akcesoria opcjonalne



### Przedłużenie ciąglem

**2030061050**

ZFAID0003

### Części zamienne

## KWC

Natrysk ratunkowy do ciała z doprowadzeniem wody z sufitu lub z boku

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0003

Oczomyjki i natryski ratunkowe | Natryski do ciała



KWC

### Głowica do natrysków ratunkowych

**2030018810**  
FAID0001

### Piktogram "Natrysk ratunkowy do ciała"

**2000101152**  
FAID904