


## KWC MEDCARE

Annostelija nestemäisille saippuille ja desinfointiaineille

### Modell-Linie: MEDCARE | MEDC05S

Saniteettivarusteet julkisiin tiloihin | Saippua-annostelijat



#### KWC-No.

**360003339**

käyttövipu 223 mm krominikkeliterästä

**360003340**

käyttövipu 169 mm krominikkeliterästä

#### Kokonaissyvyys

223 mm

169 mm

NEW

MEDCARE annostelija nestesaippuille sekä desinfointiaineille seinäasennukseen. Kotelointi ruostumatonta terästä, astianpesukonekestävä 60 °C saakka. Satiinipinta, materiaalipaksuus 1.25 mm, suuttimen kehys harmaata muovia. Soveltuu 500 ml:n standardipullolle. Teräksisen painokahvan pituus 169 mm. Sisältää seinäkannakkeen sekä ruuvit ja tulpat.

Mitat 82 x 305 x 169 mm (L x K x S)

Vaihdettava erillinen pumppu sekä tippakaukalo tilattavissa erikseen.

#### Tekniset tiedot

Täyttömäärä	500
Täyttömäärä yksikköä	Millilitra
Materiaali	Ruostumaton teräs
Rst teräslaji	1.4301
Materiaalin vahvuus	1.25 mm
Kokonaissyvyys	169 mm
Kokonaiskorkeus	305 mm
Kokonaisleveys	82 mm
Pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Kulutuksen tyyppi	Desinfointiaine ja nestemäinen saippua
Kiinnitystapa	Ruuvi
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Korostusväri	Harmaa
Perusväri	Ruostumattoman teräksen ilme
lviCode	0

Täyttömäärä	500
Täyttömäärä yksikköä	Millilitra
Materiaali	Ruostumaton teräs
Rst teräslaji	1.4301
Materiaalin vahvuus	1.25 mm
Kokonaissyvyys	169 mm
Kokonaiskorkeus	305 mm
Kokonaisleveys	82 mm
Pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Kulutuksen tyyppi	Desinfointiaine ja nestemäinen saippua
Kiinnitystapa	Ruuvi
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Korostusväri	Harmaa
Perusväri	Ruostumattoman teräksen ilme
lviCode	0

#### Valinnaiset lisävarusteet

## KWC MEDCARE

Annostelija nestemäisille saippuolle ja desinfointiaineille

Modell-Linie: MEDCARE | MEDC05S

Saniteettivarusteet julkisiin tiloihin | Saippua-annostelijat



### Tippalevy MEDCARE-annostelijaan

**360003362**

CMEDC05T

### Kulutusosat



### Muovinen kertakäyttöpumppu MEDCARE-annostelijaan

**360003360**

CMEDC05P